


**i** Opis ogólny / Basic description

Fotelik MIŚ jest przeznaczony do czynnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Fotelik sprawia, że dzieci szybciej poznają otaczający ich świat. Fotelik „MIS” służy do wstępnej pionizacji w pozycji siedzącej oraz leżącej, zapewnia pełną stabilizację w obu pozycjach.


Doskonały dla dzieci spastycznych jak i bardzo wiotkich ze zmniejszonym napięciem mięśniowym.

Fotelik MIŚ pozwala na zabawę i edukację jest urządzeniem, które można używać w szpitalnych ośrodkach rehabilitacyjnych jak również w domu.

Fotelik „MIS” jest bardzo przydatny w schorzeniach ortopedycznych. W foteliku zamontowano koła skrętne, które umożliwiają przemieszczanie dziecka.



„TEDDY BEAR” seat is designed for an active rehabilitation of disabled children. This seat causes that children more quickly explore the world around them. „TEDDY BEAR” seat is used for the initial verticalization in sitting and lying position. Moreover, it ensures the full stabilization in both positions. It is perfect for both spastic children and children with reduced muscle tension. „TEDDY BEAR” seat allows for playing and education. It is a device that can be used both in hospital rehabilitation centers and at home. „TEDDY BEAR” seat is very useful in orthopedic disorders. The seat has a wheel steers allowing the movement of the child.

**i** Pozycja leżąca / Lying position**i** Informacje techniczne

SIZES / ROZMIARY

	1	2	3
A. Width of hips [cm]	15 - 22	17 - 28	27 - 38
B. Width of the chest [cm]	15 - 22	17 - 28	27 - 38
C. Height from feet to armpit [cm]	48 - 72	58 - 88	68 - 98
D. Foot length [cm][max]	17	20	24
E. Distance from the back to the calf [cm]	11 - 23	19 - 35	24 - 43
1. User weight [kg][max]	25	45	60
2. Dimension of the device [cm][LxWxH]	80x60x65	86x65x75	92x66x80
3. Machine weight [kg]	25	30	35

A. Szerokość bioder. B. Szerokość klatki piersiowej. C. Wysokość od stóp do pachy. D. Długość stopy. E. Odległość od pleców dołyki. 1. Waga użytkownika. 2. Wymiary urządzenia [DxSxW]. 3. Masa urządzenia.

**i** Wyposażenie standardowe

- Stelaż z kołami jezdnymi wyposażony w hamulce
- Poduszka oparcia pleców
- Peloty podtrzymujące klatkę piersiową i biodra
- Klin między udowy
- Podnóżek ze stopkami z regulacją w trzech płaszczyznach
- Kamizelka
- Pas biodrowy
- Pas podtrzymujący głowę
- Separator kolan
- Poduszka podparcia karku
- Poduszki podparcia łydekk
- Poduszka podparcia karku (FM001)
- Pomoce manualne (PS006)
- PS006
- FM001

**i** Wyposażenie ponadstandardowe

- Poduszka podparcia karku (FM001)
- Pomoce manualne (PS006)

PS006



FM001

**i** Więcej informacji / More details

## KĄT POCHYLENIA SIEDZISKA

Możliwa jest zmiana kąta pochylenia siedziska, a przy całkowitym rozłożeniu oparcia pleców i dopasowaniu kąta siedziska można wygodnie ułożyć dziecko w pozycji leżącej jak również stojącej.

## SEAT INCLINATION ANGLE

It is possible to change the seat inclination angle, and with the complete disposition of the backrest and adjustment of the seat's angle, you can comfortably put the child in a lying and standing position.

## PELOTY BOCZNE WSPIERAJĄCE KLATKĘ PIERSIOWĄ I BIODRA

Regulowane peloty boczne wspierają klatkę piersiową i biodra, a jednocześnie pomagają korygować wady postawy.

## SIDE PELOTTES SUPPORTING CHEST AND HIPS


Ajustable side supports support the chest and hips, and simultaneously help to correct postural problems.

## GŁĘBOKOŚĆ SIEDZENIA ORAZ KĄT OPARCIA PLECÓW

Dzieci mogą siedzieć w foteliku z wyprostowanymi nogami, mogą również zmęczone rehabilitacją i zabawą odpocząć w pozycji leżącej.

## DEPTH OF THE SEAT AND BACKREST ANGLE

Children can sit in the seat with straight legs. They can also rest in the lying position after tiredness caused by the rehabilitation and fun.



## REGULACJA PODŁOKIETNIKÓW

W wyposażeniu standardowym fotelika „PIESEK” znajduje się stolik. Możliwa jest regulacja wysokości oraz kąt nachylenia.

## ADJUSTMENT OF ARMRESTS

The table is included in the standard equipment of the „DOG” seat. It is possible to adjust the height and inclination angle of his device.

## PRZEMIESZCZANIE

Fotelik posiada zestaw kołowy z hamulcem zapadkowym oraz skrętnymi kołami dzięki czemu możliwe jest przewiezienie dziecka do innego pomieszczenia.

## MOVING

The seat has a wheelset with a ratchet brake and steering wheels, so you can transport the child to another room.



## REGULACJA ZAGŁÓWKA

Regulowany zagłówek daje możliwości ustawiania wysokości oraz szerokości, dodajemy również pas podtrzymujący głowę, co podnosi bezpieczeństwo i komfort dziecka.

## ADJUSTMENT OF THE HEADREST

Adjustable headrest gives the possibility to set the height and width. There is also head suspender belt, which increases the safety and comfort of the child.

## REGULACJA PODNÓŻKÓW

Każdy podnóżek można ustawić oddzielnie w zależności od potrzeb dziecka, oraz zmieniać kąt nachylenia i wysokość podnóżków.

## ADJUSTMENT OF FOOTRESTS

Each footrest can be adjusted separately depending on the child's needs and it is possible to change the inclination angle and height of footrests.