

**i** Opis ogólny / Basic description

Fotelik rehabilitacyjny "FOKA" jest niezastąpiony przy wstępnej pionizacji. Dzięki prostej budowie jest łatwy w obsłudze, a jednocześnie doskonale spełnia swoją funkcję. Bezpiecznie mogą go używać dzieci bardzo wiotkie o zmniejszonym napięciu mięśniowym jak i dzieci spastyczne.


Fotelik może również bardzo ułatwić rehabilitację w schorzeniach ortopedycznych. Dzięki regulacji pelot bocznych uzyskujemy pomoc w korygowaniu wady postawy. Oddajemy w Państwa ręce Fotelik "FOKA", który jest urządzeniem niezwykle przydatnym w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w warunkach domowych, szpitalnych, ośrodkach rehabilitacyjnych, a prawidłowo wykorzystany może przyczynić się do znacznej poprawy życia dzieci, ułatwić zabawę i edukację.



Rehabilitation seat "SEAL" is irreplaceable in the initial verticalization. Thanks to the simple construction, it is easy to use, and simultaneously it perfectly fulfills its function. It can be safely used by very flaccid children with a reduced muscle tension and spastic children. Moreover, the seat can be very helpful in rehabilitation of orthopedic disorders. Thanks to the regulation of side pelottes, it helps to correct the postural problems. We give you the rehabilitation seat "SEAL", which is an extremely useful device in the rehabilitation of disabled children in home, hospital and rehabilitation center conditions. The proper use of this appliance can contribute to a significant improvement of children's life and facilitate their fun and education.

i Wyposażenie ponadstandardowe

- Zagłówek (FF001)
- Stolik (FF005)
- Pas podtrzymujący głowę (FF002)

**i** Więcej informacji / More details**i** Informacje techniczne



SIZES / ROZMIARY

	1	2	3
A. Width of hips [cm]	15 - 22	17 - 28	27 - 38
B. Width of the chest [cm]	15 - 22	17 - 28	27 - 38
C. Height from feet to armpit [cm]	48 - 72	58 - 88	68 - 98
D. Foot length [cm][max]	17	20	24
E. Distance from the back to the calf [cm]	11 - 23	19 - 35	24 - 43
1. User weight [kg][max]	25	45	60
2. Dimension of the device [cm][LxWxH]	80x60x65	86x65x75	92x66x80
3. Machine weight [kg]	25	30	35

A. Szerokość bioder. B. Szerokość klatki piersiowej. C. Wysokość od stóp do pachy. D. Długość stopy. E. Odległość od pleców do łydki. 1. Waga użytkownika. 2. Wymiary urządzenia [DxSxW]. 3. Masa urządzenia.

i Wyposażenie standardowe

- Stelaż z kołami jezdnymi wyposażony w hamulce
- Poduszka oparcia pleców
- Peloty podtrzymujące klatkę piersiową i biodra
- Klin między udowy
- Podnóżek ze stopkami z regulacją w trzech płaszczyznach
- Kamizelka
- Pas biodrowy
- Pas podtrzymujący głowę
- Podłokietniki
- Separator kolan
- Zagłówek
- Poduszka podparcia karku
- Siedzisko
- Poduszki podparcia łydek
- Stolik

i Informacje techniczne

SIZES / ROZMIARY

	1	2
A. Width of hips [cm]	15	17
B. Width of the chest [cm]	15	17
C. Height from feet to armpit [cm]	8	10
1. User weight [kg][max]	25	45
2. Dimension of the device [cm][HxLxW]	50x23x52	55x27x57
3. Machine weight [kg]	5	7

A. Szerokość bioder. B. Szerokość klatki piersiowej. C. Wysokość od stóp do pachy. 1. Waga użytkownika. 2. Wymiary urządzenia [DxSxW]. 3. Masa urządzenia.

PELOTY BOCZNE WSPIERAJĄCE KLATKĘ PIERSIOWĄ I BIODRA

Regulowane peloty boczne wspierają klatkę piersiową i biodra, a jednocześnie pomagają korygować wady postawy.

SIDE PELOTTES SUPPORTING CHEST AND HIPS

Adjustable side pelottes support the chest and hips, and simultaneously help to correct postural disorders.

REGULACJA ZAGŁÓWKA

Regulowany zagłówek daje możliwość ustawienia wysokości oraz szerokości, jest możliwość dodania również pasa podtrzymującego głowę, co podnosi komfort dziecka.

REGULATION OF HEADREST

Adjustable headrest gives the ability to set the height and width. Moreover, it is possible to add the belt supporting the head, which increases the child's comfort.

STOLIK

Możliwa jest regulacja wysokości stolika oraz jego kąt nachylenia co podnosi komfort pacjenta korzystającego z fotelika "FOKA".

TABLE

It is possible to adjust the height and the inclination angle of the table what increases the comfort of a patient, who uses the rehabilitation seat "SEAL".

KAMIZELKA ZABEZPIECZAJĄCA

Kamizelka zabezpieczająca posiada paski, których długość jest regulowana.

SAFETY VEST

Safety vest has stripes. The length of these stripes is adjustable.

REGULACJA PODNÓŻKÓW

Możliwa jest regulacja podnóżków w zależności od potrzeb dziecka. Fotelik posiada również paski stabilizujące stopy.

REGULATION OF FOOTRESTS

It is possible to adjust footrests depending on the child's needs. The seat also has straps, which stabilize feet.

PRZEMIESZCZANIE

Fotelik posiada zestawy kołowe z hamulcem zapadkowym oraz skrętnymi kołami dzięki czemu możliwe jest przewiezienie dziecka do innego pomieszczenia.

MOVING

The seat has a wheelset with a ratchet brake and steering wheels, so you can transport the child to another room.

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZENIA

Regulacja głębokości siedziska w zależności od potrzeb dziecka.

SEAT DEPTH

Regulation of the seat depth depending on the child's needs.

KLIN MIĘDZY UDOWY

Klin między udowy jest elementem, który w razie potrzeby możemy łatwo zdemontować.

ABDUCTION BLOCK

Abduction block is an element, which can be easily removed if it is necessary.



FOTELIK **MINI** **MINI** SEAT

FOTELIK WSTĘPNEJ PIONIZACJI RE-HABILITATION SEAT

i Opis ogólny / Basic description

FOTELIK WSTĘPNEJ PIONIZACJI jest niezastąpiony we wczesnej rehabilitacji dzieci. Dzięki prostej budowie jest łatwy w obsłudze, jednocześnie doskonale spełniając swoją funkcję. Bezpiecznie można stosować go dla dzieci bardzo wiotkich o zmniejszonym napięciu mięśniowym, jak i dzieci spastycznych.

Dzięki regulacji pelot bocznych uzyskujemy pomoc w korygowaniu wad postawy.

Oddajemy w Państwa ręce fotelik, który jest niezwykle przydatny w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w warunkach domowych. Łatwy w transporcie, a prawidłowo wykorzystany może przyczynić się do znacznej poprawy życia dzieci, ułatwić zabawę i edukację.

i Wyposażenie standardowe

- Peloty podtrzymujące klatkę piersiową i biodra
- Poduszka oparcia pleców
- Pas podtrzymujący głowę
- Klin między udowy
- Pas biodrowy
- Zagłówek
- Siedzisko
- Stolik
- Pas biodrowy
- Zagłówek
- Siedzisko
- Stolik

i Więcej informacji / More details

